


อุจจาระ (Stool)

สิ่งส่งตรวจ อุจจาระ
ภาชนะบรรจุ ตลับเก็บอุจจาระ



วิธีเก็บ

- เก็บอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆใส่ภาชนะ โดยเลือกบริเวณที่เป็นอุจจาระเหลว กรณีมีมูกเลือดควรเก็บบริเวณที่มีมูกเลือดมาตรวจ
- ปิดฝาให้สนิทก่อนนำส่ง

ปริมาณ 0.5-2 กรัม หรือขนาดปลายนิ้วก้อย

การนำส่ง นำส่งทันที หรือภายใน 2 ชั่วโมง

การเก็บรักษา หากไม่สามารถนำส่งได้ทันทีควรเก็บไว้ที่ตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาแล้วรีบนำส่งภายใน 2 ชั่วโมง

รายการตรวจวิเคราะห์ Microscopy , Immunology

หมายเหตุ ไม่ควรส่งเป็นกระดาศชำระป้ายอุจจาระมาส่งตรวจ