

## การเก็บตัวอย่างเพื่อส่ง Molecular TB Test (GeneXpert)

สิ่งส่งตรวจ เสมหะ (Sputum, Tracheal aspirate)

ภาชนะบรรจุ ภาชนะปราศจากเชื้อ ที่มีฝาปิดสนิท



วิธีเก็บ 1.Sputum

1.1 ควรเก็บหลังตื่นนอนเช้า

1.2 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด

1.3 ไอหรือขากลิ๊กๆ ให้ได้เสมหะ ระวังไม่ให้ปนเปื้อนน้ำลาย



2. Transtracheal aspirate

2.1 ทำความสะอาดบริเวณข้อต่อของ Ventilator ด้วย 70% Alcohol

2.2 Suction เสมหะ

ปริมาณ 1 – 5 mL.

**การนำส่งและการเก็บรักษา** นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชม. ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ให้เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ไม่เกิน 24 ชม.

**หมายเหตุ** -

**สิ่งส่งตรวจ** CSF และ Body Fluid

**ภาชนะบรรจุ** ขวด หรือ ภาชนะปราศจากเชื้อ



**วิธีเก็บ** 1. ทำความสะอาดผิวหนังด้วย 70%Alcohol ตามด้วยโพวิดีน แล้วเช็ดซ้ำด้วย 70% Alcohol อีกครั้งหนึ่ง

2. เจาะน้ำไขสันหลัง หรือ Body fluid ต่างๆใส่ขวดปราศจากเชื้อที่มีฝาปิดสนิท

**ปริมาณ** 1-3 mL.

**การนำส่งและการเก็บรักษา** นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

**หมายเหตุ** 1. ให้ระบุชนิดของ Body fluid

2. ใช้ขวดที่ 2 ส่งตรวจ